


**SPRAWOZDANIE**  
**Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 70109#8011**

<b>JAROSŁAW SADZIK</b> <b>FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA TECH- MED</b> <b>ul. Kobierzyńska 204</b> <b>30-382 Kraków</b> <b>9441477859</b>	Typ i numer seryjny autoklawu	Rok produkcji	Rodzaj testu
	B STERN WEBER 19GD0086	2019	<b>Wskaźnik biologiczny spor bakterii Geobacillus stearotherophilus ATCC 7953</b>
Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta			
Temperatura [°C]	Czas [min]	Ciśnienie [Bar]	
134	4	2.10	
Rozmieszczenie testu	Kod testu		
góra	322b05bc-17e9-489b-834e-58d24b7649c2		
dół	56e20d94-0f35-453e-abe6-6430a21d301a		
Wynik badania *			
Przyjęcie do badania	Początek badania	Koniec badania	
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-11	
góra	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
dół	Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h		
Podsumowanie			
Badanie wykonał	 <b>Anna Cwyl</b> Laborantka tel. 507 240 507		

\* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny