

**SPRAWOZDANIE**  
**Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR 83394#8011**

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                 |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAROSŁAW SADZIK</b><br><b>FIRMA HANDLOWO-<br/>USŁUGOWA TECH-<br/>MED</b><br><b>ul. Kobierzyńska 204</b><br><b>30-382 Kraków</b><br><b>9441477859</b> | Typ i numer seryjny autoklawu                                                                                                              | Rok produkcji   | Rodzaj testu                                                                                  |
|                                                                                                                                                         | B STERN WEBER 19GD0086                                                                                                                     | 2019            | <b>Wskaźnik biologiczny<br/>spor bakterii Geobacillus<br/>stearotherophilus ATCC<br/>7953</b> |
| Parametry procesu sterylizacji podane przez klienta                                                                                                     |                                                                                                                                            |                 |                                                                                               |
| Temperatura [°C]                                                                                                                                        | Czas [min]                                                                                                                                 | Ciśnienie [Bar] |                                                                                               |
| 134                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                          | 2.10            |                                                                                               |
| Rozmieszczenie testu                                                                                                                                    | Kod testu                                                                                                                                  |                 |                                                                                               |
| dół                                                                                                                                                     | 3cf5a82f-1323-4cb5-89a8-c042bf6ef50e                                                                                                       |                 |                                                                                               |
| góra                                                                                                                                                    | 1be9cb07-9f3d-4daa-9f17-81245f97adcc                                                                                                       |                 |                                                                                               |
| Wynik badania *                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                 |                                                                                               |
| Przyjęcie do badania                                                                                                                                    | Początek badania                                                                                                                           | Koniec badania  |                                                                                               |
| 2025-06-10                                                                                                                                              | 2025-06-10                                                                                                                                 | 2025-06-11      |                                                                                               |
| dół                                                                                                                                                     | Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h                                                                |                 |                                                                                               |
| góra                                                                                                                                                    | Brak wzrostu bakterii <i>Geobacillus stearotherophilus</i> ATCC 7953 po 24h                                                                |                 |                                                                                               |
| Podsumowanie                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                 |                                                                                               |
| Badanie wykonał                                                                                                                                         | <br><b>Anna Cwyl</b><br>Laborantka<br>tel. 507 240 507 |                 |                                                                                               |

\* Brak wzrostu bakterii w badanej próbce - sterylizator sprawny